

**隔离膜**  
Barrier Film

バリアフィルム

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
100mm x 150mm x 180m	1200枚/卷 12卷/箱 1200 pcs x 12 rolls/case	



**隔离膜**  
Barrier Film

バリアフィルム

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
150mm x 230mm x 184m	800枚/卷 12卷/箱 800 pcs x 12 rolls/case	



**隔离膜**  
Barrier Film

バリアフィルム

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
65mm x 155mm x 90m	600枚/卷 12卷/箱 600 pcs x 12 rolls/case	



**隔离膜-环氧乙烷灭菌**  
Sterilized Barrier Film

バリアフィルム-EOG滅菌済

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
200 x 200mm	3枚/袋 50袋/盒 3盒/箱 3 pcs x 50 bags/box 3 boxes/case	



**全椅保护膜**  
Full Chair Barrier Film

フルチュアカバー

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
100x210cm	175片/卷 1卷/箱 175 pcs x 1roll/case	



**键盘保护膜**  
Keyboard Barrier Film

キーボード用スリーブ

尺寸/size	包装/Pack	颜色/Colour
230x480mm	800片/卷 1卷/盒 3盒/箱 800 pcs x 1 roll/box 3 boxes/case	



### 显示屏和键盘保护套 Sleeves, Monitor And Keyboard

デスクトップ用スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
660x560mm	250枚/盒 12盒/箱 250 pcs x 12 boxes/case	



### 笔记本电脑保护套 Sleeves, Laptop

ラップトップ用スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
640x380mm	250枚/盒 12盒/箱 250 pcs x 12 boxes/case	



### 鼠标保护套 Sleeves, Mouse

マウス用スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
150x85mm	500枚/盒 36盒/箱 500 pcs x 36 boxes/case	



### 键盘保护套 Keyboard Protective Film

キーボード用スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
320x200mm	250枚/箱 12盒/箱 250 pcs x 12 bags/case	
560x360mm		



### 诊疗椅头靠保护套 Isolation membrane

ヘッドレストカバー

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
280x250mm	250枚/盒 20盒/箱 250 pcs x 20 boxes/case	
360x250mm		



### 管线保护套 Tubing Sleeves Roll

ロール状スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
5cmx360m	1卷/盒 4盒/箱 1 roll x 4 boxes/case	
10cmx360m		



### 传感器/多用途保护套 Digital X-RAY Sensor Covers

リセラCCDセンサーカバー


尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
35x200mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	
43x200mm		
64x200mm		
30x200mm		



### 光固化机保护套 Sleeves Curing Light Curved

LED重合器スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
340x53mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	
340x85mm		



### 导光棒保护套 Sleeves Curing Light Tip

導光棒スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
20m	200枚/盒 200 pcs/box	
25m		



### 笔式光固化机保护套 Sleeves Curing Light Straight

ペン型LED重合器スリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
250x50mm	500枚/盒 36盒/箱 500 pcs x 36 boxes/case	
250x52mm		
250x55mm		
340x53mm		
340x85mm		



### 工业用封箱胶带 Industry Sealing Tape

テープ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
Customized	70卷/箱 70 rolls/case	



### 诊疗椅保护套

Sleeves Dental Chair Full Chair

チュアカバー

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
210x75cm	125枚/盒 125 pcs/box	<input type="checkbox"/>



### 诊疗椅靠背保护套

Sleeves Dental Chair 1/2 Chair

チュアカバー

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
71x61cm	225枚/盒 225 pcs/box	<input type="checkbox"/>



### 水前强吸管保护套

Sani Sleeves

チューブスリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
50x42mm	10个/盒 10 pcs/box	<input type="checkbox"/>



### 水汽三喷枪保护套

Sample Pack

シリンジスリーブ

规格/Model	包装/Pack	颜色/Colour
250x60mm	500枚/盒 10盒/箱 500 pcs x 10 boxes/case	<input type="checkbox"/>



### 印模枪保护套

Disposable Impression Gun Sleeves

シリンジスリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
250x210mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	<input type="checkbox"/>



### X光机头保护套

Sleeves X-RAY Head

X-Rayセンサーカバー

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
660x380mm	250枚/盒 10盒/箱 250 pcs x 10 boxes/case	<input type="checkbox"/>



### 全景机固定咬合模保护套 Panoramic Machine Fixed Occlusal Film

シリンジスリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
36x113mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	



### 内窥镜保护套 Intraoral Camera Sleeves

口腔内カメラカバー

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
260x50mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	



### 洁牙机手柄保护套 Sleeves Scaler

プロテクトキーパー

尺寸/size	包装/Pack	颜色/Colour
180x38mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	



### 牙科手机保护套 Sleeves Handpiece

プロテクトキーパー

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
200x38mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	
200x28mm		



### T型牙椅灯把保护套 T shap-Light Handle Sleeves

ライトグリップスリーブ-Tタイプ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
15x7.3cm	500枚/盒 24盒/箱 500 pcs x 24 boxes/case	



### U型牙椅灯把保护套 U shap-Light Handle Sleeves

ライトグリップスリーブ-Uタイプ

尺寸/size	包装/Pack	颜色/Colour
15x10.5cm	500枚/盒 24盒/箱 500 pcs/box 24 boxes/case	



### 子弹输送枪保护套

Gun Sleeve - Phasor Barrier Sleeves

シリンジスリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
120x130mm	500枚/盒 20盒/箱 500 pcs x 20 boxes/case	<input type="checkbox"/>



### 托盘防护套

Tray Sleeves

トレースリーブ

尺寸/Size	包装/Pack	颜色/Colour
355x265mm	500枚/盒 10盒/箱 500 pcs x 10 boxes/case	<input type="checkbox"/>
405x295mm		
265x190mm		



### 引流袋

Drainage bag

流し袋

容量/Capacity	颜色/Colour
2000cc	<input type="checkbox"/>



### 引流袋

Drainage bag

流し袋

容量/Capacity	颜色/Colour
600cc	<input type="checkbox"/>



### 引流袋

Drainage bag

流し袋

容量/Capacity	颜色/Colour
900cc	<input type="checkbox"/>



### 引流袋

Drainage bag

流し袋

容量/Capacity	颜色/Colour
2000cc	<input type="checkbox"/>





### 易撕牙片宝保护套装

#### Easy Peel Off Phospor Plate Barrier Envelopes And Cards

IPセンサーカバーセット

规格/Model	包装/Pack
#0	200枚保护卡+200枚保护套/盒 60盒/箱 200+200/Box 60 boxes/case
#1	
#2	



### 竖撕牙片保护套

#### Phospor Plate Barrier Envelopes

IPセンサーカバー (タテタイプ)

规格/Model	内径/Bore	包装/Pack
#0	38x24mm	100枚/盒 100盒/箱 100 pcs x 100 boxes / case
#1	44x28mm	
#2	44x33mm	
#3	58x28mm	
#4	82x58mm	




### 横撕牙片保护套

#### Phospor Plate Barrier Envelopes

IPセンサーカバー (ヨコタイプ)

规格/Model	内径/Bore	包装/Pack
#0	36x26mm	100枚/盒 100盒/箱 100 pcs x 100 boxes / case
#1	42x26mm	
#2	44x33mm	





## 封口严密 有效保护磷片

防止唾液污染 保护磷片平整不弯曲



Disposable single-use envelopes provide a fluid-proof barrier to protect phosphor plates and prevent cross-contamination. Peel and stick closure provides a reliable seal and tear off easily using the tear-open tabs; vinyl material with a clear front and black back; clear size allows visual confirmation on the direction of the phosphor plate; textured surface reduces surface resistance allowing the plate to slide in effortlessly; rounded corners for patient comfort.